

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA VISUALIZZAZIONE DELL'ESAME RADIOLOGICO CONTENUTO NEL CD (IORAD004-CD-Rev1 del 2/5/2012)

L'Esame radiologico (Studio) è costituito da un insieme di Immagini suddivise in gruppi (Serie). Per gli esami **RX**, ogni Immagine è una Serie; per gli esami TC e RM ogni Serie può contenere una o più Immagini.


Inserire il CD nel lettore del PC. Il CD contiene un Visualizzatore DICOM delle immagini che si avvia automaticamente; se ciò non avviene compare la maschera a destra e sarà necessario eseguire il file MPDicomviewer.EXE

Se non comparisse la maschera procedere come segue



Procedura di apertura

- Aprire le risorse del computer



- Premere il tasto destro del mouse sull'unità (DVD RW) e selezionare APRI
- Seguire il percorso sotto indicato:
\\viewer\win\mpdicomviewer.exe (apre direttamente il visualizzatore dicom);

Visualizzazione delle immagini

Sul lato sinistro si presenteranno tutte le serie di immagini relative allo studio effettuato.

Nella barra in alto, il tasto **“menu avanzato”** attiva vari pulsanti che permettono di effettuare alcune elaborazioni sulla visualizzazione delle immagini.

In caso di necessità è possibile contattare l'ufficio Ced al numero 035 283 307 o 035 283 276